

# Ciśnieniomierz automatyczny

## model: C03

Wyrób medyczny

Ciśnieniomierz automatyczny model: C03 to w pełni automatyczne cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, do użytku przez dorosłych w domu lub w gabinecie lekarskim/pielęgniarskim. Umożliwia bardzo szybki i niezawodny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętna metodą oscylometryczną.

Jest szybki i delikatny dzięki technologii pomiaru podczas pompowania.

To urządzenie oferuje klinicznie potwierdzoną dokładność i zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne dla użytkownika.

### **Ciśnieniomierz posiada:**

- pamięć dla dwóch użytkowników, po 120 zapamiętanych wyników
- funkcję wykrywania arytmii
- funkcję uśredniania 3 ostatnich wyników
- uniwersalny mankiet (22–40 cm)
- 3 lata gwarancji
- praktyczne zasilanie USB
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- interpretację wyników wg WHO
- funkcję automatycznego wyłączenia
- wyświetlanie daty/godziny

### **Przydatne wskazówki, zwłaszcza dla osób z nadciśnieniem**

- Przed pomiarem odpocznij 5 minut.
- Pomiar należy wykonywać w cichym miejscu.
- Przed i podczas pomiaru należy się zrelaksować, podczas pomiaru nie należy mówić, ani ruszać się.
- Środek mankieta powinien znajdować się na wysokości prawego przedsiionka serca.
- Przed rozpoczęciem pomiaru, usiądź wygodnie, nie krzyżując nóg, ustawiając stopy płasko na podłożu. Plecy i ręce powinny być podparte.
- Aby uzyskiwać porównywalne wyniki, staraj się mierzyć ciśnienie w podobnych warunkach. Na przykład mierz codziennie o tej samej porze i zachowując to samo ułożenie ręki lub w sposób zalecany przez lekarza.
- Wybór właściwego mankieta jest niezwykle ważny. Rozmiar mankieta zależy od obwodu ramienia (mierzonego pośrodku). Dopuszczalny zakres jest wydrukowany na mankiecie. Mankiety, które są zbyt wąskie lub zbyt krótkie, powodują fałszywe pomiary. Luźny mankiet lub

wystający z boku nadmiar mankietu powodują nieprawidłowe wartości pomiaru. Używaj tylko zatwierdzonych mankietów!

- Załączony mankiet działa w zakresie ciśnienia 0-300 mmHg i szerokim zakresie rozmiarów: 22–40 cm (8,7" - 15,7").
- Przy powtarzanych pomiarach krew gromadzi się w ramieniu, co może prowadzić do fałszywych wyników. Kolejne pomiary ciśnienia krwi należy powtórzyć po 1 minucie przerwy lub po podniesieniu ręki, aby umożliwić odpływ nagromadzonej krwi. Jeśli zdecydujesz się ponownie wykonać pomiar w trybie uśredniania, poczekaj przynajmniej minutę przed kolejnym pomiarem.

### Zawartość opakowania

Ciśnieniomierz, mankiet uniwersalny 22-40 cm, etui ochronne, instrukcja obsługi, 3 baterie AA.

### Informacje dodatkowe

Dystrybutor: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.